

2010 年 10 月 7 日作成 (第 2 版)

認証番号 222AGBZX00006000

2010 年 2 月 18 日作成 (第 1 版)

機械器具 12 理学診療用器具

管理医療機器 汎用超音波画像診断装置 40761000

特定保守管理医療機器 Veri-Q カラードップラー

#### 【警告】

- ・可燃性及び爆発性の気体を使用している場所に設置しないこと。[ 爆発や火災の恐れがあるため ]
- ・本品の使用目的以外の用途で使用しないで下さい。

#### 【禁忌・禁止】

- ・眼球には使用しないこと。
  - ・頭蓋や経頭蓋には使用しないこと。
  - ・胎児には使用しないこと。
- [ 上記部位の適用を意図した設計になっていないため ]

#### 【併用禁忌】

除細動器との併用は避けること。[ 装置の破損及び劣化により故障の恐れがあるため ]

#### 【形状・構造等】

##### 1. 構成

- ・本品
- ・プローブ



##### 2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式：クラス I 機器  
電撃に対する保護の程度：CF 型装着部

##### 3. 電氣的定格

定格電圧：AC 100V  
周波数：50/60Hz  
電源入力：240VA

##### 4. 寸法及び重量 (本体)

寸法：580mm (幅) × 580mm (奥行) × 1400mm (高さ)  
重量：49.5Kg 許容誤差：±10%

##### 5. 計測項目

B モード  
カラードップラーモード  
パワードップラーモード

##### 6. 安全装置

本体の電源一次側の両相にヒューズを備え、過電流に対する回路の保護を行う。

##### 7. 作動原理

本体のプローブ接続部にプローブ (画像診断用プローブ) を接続することにより、本体とプローブの圧電素子がイメージングモジュールを介して接続される。マザーボード上における本体操作の信号に従い、発生したパルス電圧をプローブの圧電素子へ伝える。プローブより超音波が体内に放射され、放射した超音波が臓器およびその境界などで反射し、探触子に帰ってきた強さにより、輝度を変化させ、その超音波ビーム上の各点の情報がえられる。受信した超音波信号は、マザーボードを介して本体に伝えられ、あらかじめ本体に記憶された演算方法による処理を用いて、モニターに各種画像が表示される。また、血流量測定用プローブを接続することにより、血流情報 (心電図、血圧、血流量) の表示が可能である。

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供することを目的とする。

#### 【品目仕様等】

| 項目         | 仕様   |
|------------|--|
| ペネトレーション深度 | 40mm 以上  |
| 距離分解能      | 2mm 以下   |
| 方位分解能      | 3mm 以下   |
| 音響作動周波数    | 12MHz ±10%<br>8.9MHz ±10%                                    |
| 最大超音波出力    | 減衰空間ピーク時間平均強度：720mW/cm <sup>2</sup> 以下<br>メカニカルインデックス：1.9 以下 |

取扱説明書を必ずご参照下さい

## 【操作方法又は使用方法等】

### 1. 使用前準備

- (1) 電源ケーブルを本体に接続する。
- (2) プローブのコネクタを本体のプローブ接続部に接続し、プローブ接続ロック部をロックする。

### 2. 使用方法

- (1) 電源スイッチにより本体に電源を投入する。
  - (2) タッチスクリーンモニタのキーボードを操作し、患者情報入力画面で患者情報等の入力を行う。
  - (3) 画像診断画面で計測を行う部位に応じた計測モードを選択する。
  - (4) 必要に応じ専用の超音波伝達媒質（ゲル）を使用し、プローブを生理食塩水に 30 分浸した後、計測を行う部位に当て、スライダを前に動かし、診断画像を表示させる。
  - (5) 必要に応じて計測データの登録、保存、呼び出し及び印刷を行う。
- その他詳細は、取扱説明書をご参照ください。

### 3. 使用後

- (1) プローブを計測部位から取り外し、本体から取り外す。
- (2) 本体の電源を切る。
- (3) 使用後のプローブを洗浄、または消毒する。

## 【使用上の注意】

### 1. 取扱説明書を熟読の上、正しくお使い下さい。

### 2. 使用前の注意

- (1) ケーブルが適切に接続されていることを確認して下さい。
- (2) 機器が正確に作動することを確認して下さい。
- (3) 機器の併用は危険をおこす恐れがありますので、十分に注意して下さい。

### 3. 使用中の注意

- (1) 診断、治療に必要な時間、量を超えないこと。
- (2) 機器又は患者に異常がないか、絶えず監視して下さい。
- (3) 機器又は患者に異常が見られた場合には、機器の作動を停止させるなど、適切な処置を講じて下さい。
- (4) 機器に患者が触れることのないようにして下さい。

### 4. 使用後の注意

- (1) モニターの表示が消えてから電源を切して下さい。
- (2) ケーブルの取り外しは、コネクタを持って引抜くなど、無理な力をかけないで下さい。

### 5. その他の注意

機器は改造しないで下さい。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 保管環境

周囲温度：-25℃～70℃

相対湿度：20%～95%

## 【保守・点検に係る事項】

### 1. 使用者による保守点検事項

- (1) 本体の表面は、水又は非アルコール系の洗剤を少しだけ湿らせた布で拭いて下さい。
- (2) モニター部分は、静電気防止用の専用布で拭いて下さい。
- (3) ケーブルが適切に接続されていることを確認して下さい。

## 【包装】

1 台/箱

## 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者：日本ビー・エックス・アイ株式会社  
住所：東京都渋谷区東 2 丁目 22 番 14 号  
ロゼ氷川

電話番号：03-5464-7761

外国製造業者：Medi - Stim ASA  
製造国：ノルウェー

取扱説明書を必ずご参照下さい